

GALVANIC SPA® SYSTEM II

EDICIÓN AGELOC™

UN BRILLANTE
PASO HACIA
EL FUTURO



NU SKIN®
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.®



BIENVENIDO A LA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR DE LA **CONVENIENCIA Y LUJO DE UN SPA REJUVENECEDOR** EN SU PROPIA CASA

La edición especial ageLOC™ Galvanic Spa® II, junto con el régimen de cuidado de la piel cotidiano de ageLOC Transformation, le otorgan el conocimiento y las herramientas necesarias para convertirle en un experto(a) en el área de la prevención del envejecimiento al proporcionarle la oportunidad de dirigir el tratamiento directamente a los causantes del mismo. Y ahora los diferentes estudios e investigaciones demuestran que la Edición especial ageLOC Galvanic Spa II ha incrementado por un 80% los beneficios visibles del Suero del Futuro ageLOC.*

Pequeño, elegante y poderoso, el ageLOC Galvanic Spa ostenta características patentadas como las corrientes autoajustables y cabezales intercambiables para el rostro, cuero cabelludo y el cuerpo. Junto con los productos de tratamiento formulados especialmente por Nu Skin, este sistema le ofrece a su piel una mayor cantidad de ingredientes claves ageLOC con capacidades de revertir los efectos del envejecimiento, este nuevo sistema ostenta un incremento en efectividad que lo hace **5 más exitoso** que el sistema Galvanic Spa II.

* Cuando se utiliza el Suero ageLOC del Futuro de manera cotidiana, el producto central del paquete ageLOC Transformation y el Galvanic Spa II edición ageLOC tres veces por semana, según lo determinado por la evaluación clínica, tras de un periodo de siete días de uso.



COMBINE LOS RESULTADOS DE UN SPA CON EL **DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO SIN PRECEDENTES DE AGELOC** Y LOGRE UN ASPECTO FENOMENAL PARA SU PIEL, UNO QUE HAGA QUE TODO EL MUNDO CONTINUE ADIVINANDO SU VERDADERA EDAD.



El Galvanic Spa **ageLOC**—

- Incrementa la transferencia de los ingredientes ageLOC a su piel, **hasta 5 veces más** en comparación al sistema Galvanic Spa II.
- Ostenta una pantalla grande y brillante que facilita el manejo al igual que sus nuevas capacidades de uso intuitivo y mejorada ergonomía.
- Incrementa la transferencia de ingredientes que reversan los efectos del envejecimiento por un periodo de hasta 24 horas.
- Ofrece los avances de corrientes galvánicas auto ajustables y cabezales intercambiables patentados.

REJUVENEZCA SU SEMBLANTE

CON LOS GELES FACIALES DE AGELOC™ GALVANIC SPA®

Los científicos de Nu Skin han diseñado un nuevo Cabezal Facial y tratamiento especializado de ageLOC. En comparación con ediciones anteriores, esta poderosa combinación está diseñada para transferir directamente a la piel **hasta 5 veces más** ingredientes ageLOC que cuando se utiliza solamente en conjunto con las Geles Faciales ageLOC Galvanic Spa-¿qué significa eso para usted? Que podrá disfrutar de una piel con aspecto más juvenil ahora y en años por venir.

- El Gel de Tratamiento Previo se une a las impurezas; suaviza y relaja los poros, lo que les permite respirar. Disuelve y liquida el exceso de aceites ubicados en el cutis facial.
- El Gel de Tratamiento elimina las impurezas tratadas en el paso previo y transfiere el ingrediente ageLOC, que a su vez da tratamiento a los causantes principales del envejecimiento para así poder preservar el aspecto juvenil y reducir la apariencia del mismo.

* Refiérase a la página 6 para obtener información adicional.



“Este producto ha cambiado totalmente la textura y el tono de mi piel.”

Mark Mabry, Arizona


MÁS JOVEN EN TAN SÓLO MINUTOS



HA RECIBIDO
TRATAMIENTO

(Resultados después de
un tratamiento)*

NO HA RECIBIDO
TRATAMIENTO



HA RECIBIDO TRATAMIENTO NO HA RECIBIDO TRATAMIENTO
(Resultados después de cinco semanas)*



HA RECIBIDO
TRATAMIENTO


(Resultados después de
catorce meses)*

NO HA RECIBIDO
TRATAMIENTO


* LOS RESULTADOS PUEDEN NO SER TÍPICOS.

LA CIENCIA QUE RESPALDA AL SISTEMA GALVANIC SPA® SYSTEM II DE NU SKIN®

La superficie del Cabezal Facial patentado ageLOC™ ha sido diseñado para permitir el libre traslado del producto a través y alrededor la superficie rugosa, de esta manera el gel mantiene un contacto más efectivo directamente con la piel. Como consecuencia, esto genera un ambiente de actividad que incrementa la transferencia de los ingredientes ageLOC claves a la piel, esto representa un incremento de **5 veces más** en comparación a las ediciones anteriores.




UNA MAYOR CANTIDAD DE GEL PRESENTE BAJO EL CABEZAL FACIAL =
UNA MAYOR CANTIDAD DE INGREDIENTES AGELOC TRANSFERIDOS
DIRECTAMENTE A LA PIEL



ACCIÓN GALVÁNICA TRATAMIENTO PREVIO

- Durante el ciclo de tratamiento previo, tanto el Instrumento Galvánico y el Gel de Tratamiento Previo mantienen una carga negativa.
- Estas cargas negativas se repelen entre sí, permitiendo el libre traslado del Gel de Tratamiento Previo a la piel.
- El Gel de Tratamiento Previo se une a las impurezas en la piel.



ACCIÓN GALVÁNICA TRATAMIENTO


- Durante el ciclo de tratamiento, el Instrumento Galvánico y el Gel de Tratamiento mantienen una carga positiva.
- Estas cargas positivas se repelen entre sí de esta manera facilitando el traslado de los ingredientes benéficos para la piel, incluyendo la mezcla exclusiva de ingredientes ageLOC™.
- El instrumento de carga positiva atrae a las impurezas restantes con cargas negativas del ciclo de tratamiento previo, extrayéndolas de esta manera de la piel.

¿ESTÁ USTED INCREMENTANDO EL POTENCIAL DE SU PIEL PARA DESAFIAR EL PASO DE LOS AÑOS?

Los tratamientos galvánicos dejan su piel altamente receptiva a ciertos determinados ingredientes que previenen el envejecimiento de la misma. La invención única de patente pendiente de Nu Skin, ha sido basada en la investigación clínica, que revela que el tratamiento rendido con duración de cinco minutos con un instrumento galvánico **tiene la capacidad de incrementar el suministro de los ingredientes claves por un período máximo de hasta 24 horas.**

Maximice el potencial de su piel mediante la aplicación de productos ageLOC de prevención del envejecimiento después de cada tratamiento.

TRASLADO DE INGREDIENTES DEL CUIDADO DE LA PIEL EN CONJUNTO CON EL TRATAMIENTO GALVÁNICO




* Los resultados demuestran el impacto del uso de productos para el cuidado de la piel de alta calidad en combinación con el instrumento de galvánico. Los estudios de investigación fueron realizados en la Universidad de Oklahoma, 2006

TRATAMIENTO GALVANICO + INGREDIENTES DE PREVENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO =
ABSORCIÓN MÁS EFICAZ

PRODUCTOS QUE REALZARÁN LAS CUALIDADES DE SU PIEL DESPUÉS DEL TRATAMIENTO GALVÁNICO CON AGELOC

RESULTADOS DE UN ESTUDIO DE TERCEROS REALIZADO PARA ANALIZAR LOS EFECTOS CAUSADOS POR AGELOC FUTURE SERUM*

Como parte de su régimen prevención del envejecimiento, ageLOC Future Serum le proporciona beneficios para la piel sorprendentes en **8 formas significativas**:



* 25 participantes del estudio que utilizaron ageLOC Future Serum.

PERCEPCION PERSONAL DESPUÉS DE UN PERÍODO DE USO DE 12 SEMANAS



¿QUIERE MAYORES RESULTADOS?

Aumente los beneficios visibles del Future Serum, el producto principal de ageLOC Transformation, en un promedio de **80%** en diferentes áreas con indicios de de envejecimiento, al usar el nuevo spa ageLOC tres veces a la semana, según lo determinado por la evaluación clínica después de siete días de uso.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN FACIAL


EL MOVIMIENTO ES LA CLAVE

Al efectuar todos estos movimientos, vuelva suavemente a la posición inicial y repita varias veces.

- ① **ÁREA DE LOS OJOS:** Siguiendo la estructura ósea alrededor del ojo, comience debajo del ojo y mueva el instrumento hacia arriba siguiendo el círculo ocular hasta llegar justo debajo de la ceja, sostenga ahí firmemente. (NO LO UTILICE CERCA DEL ÁREA DE LOS PÁRPADOS O LOS OJOS).
- ② **LÍNEAS DE EXPRESIÓN ALREDEDOR DE LA BOCA:** Comience justo debajo de la nariz, moviendo el instrumento hacia la línea de expresión de la sonrisa y sosténgalo. Luego muévelo rectamente hacia arriba y hacia afuera hasta los temporales y sosténgalo ahí.
- ③ **PAPADA:** Comience en el medio del mentón, justo debajo de los labios y mueva el instrumento hacia arriba siguiendo la línea de expresión y sosténgalo allí; luego continúe el movimiento hacia arriba y hacia afuera en dirección del borde de su cara hasta llegar a la oreja.
- ④ **FRENTE:** Comience en el tabique de la nariz, desplace el instrumento hacia el ceño y sosténgalo allí y continúe hasta la línea del nacimiento del cabello. Haga lo mismo en el resto de la frente siguiendo la misma dirección.
- ⑤ **ÁREA DE LAS MEJILLAS Y NARIZ:** Comience el tratamiento en un lado de su nariz y luego mueva el instrumento siguiendo la estructura ósea de los pómulos hasta la mitad de la mejilla y luego volviendo a la posición original.
- ⑥ **CUELLO:** Comience por la base de la garganta. Deslícelo hacia arriba hasta el borde de la mandíbula, sosténgalo allí por unos segundos; desplácelo a la posición inicial y entonces muévelo de abajo hacia arriba y hacia los lados deteniéndolo cada vez en el borde de la mandíbula y regréselo nuevamente a la base del cuello.

RECUERDE

- Use según las indicaciones.
- Mantenga sus manos constantemente húmedas, con sus dedos siempre haciendo contacto con el panel de cromo.
- Cuando el instrumento haga contacto con su piel usted oírá de uno a tres pitidos, que indican que el instrumento está en proceso de graduar la corriente eléctrica para cumplir con las necesidades particulares de su piel.
- Siempre mantenga el contacto entre el instrumento y su piel. Si pierde este contacto, coloque el instrumento sobre la piel una vez más y continúe el tratamiento.
- Mantenga el cabezal facial en una posición plana con relación a la piel.
- Maneje el instrumento en dirección de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás.



CONCÉNTRESE EN LAS ÁREAS QUE MÁS LO NECESITEN

OBSERVACIÓN: Consulte con su médico antes de usar el ageLOC Galvanic Spa® si está embarazada, tiene un marcapasos, sufre de epilepsia, si utiliza aparatos de metal en la boca o dientes, o si hace uso de algún tipo de implante de metal. El ageLOC Galvanic Spa no debe ser utilizado sobre áreas con agrupaciones de capilares rotos o sobre heridas inflamadas o abiertas. Para obtener la lista completa de instrucciones y advertencias, por favor lea el manual del usuario.

REDUCIDO ASPECTO DE TENUES LÍNEAS DE EXPRESIÓN Y ARRUGAS

CON LA AYUDA DE TRU FACE® LINE CORRECTOR

ageLOC Galvanic Spa® II con el Cabezal para Tratamiento de Líneas trabaja sinérgicamente con el Tru Face® Line Corrector, fomentando la conducción de los péptidos de pro-colágeno a la piel. Estos péptidos reducen la apariencia de moderadas a profundas líneas expresivas, revirtiendo los efectos de la edad en las células productoras de colágeno. El Cabezal diseñado especialmente para el Tratamiento de Líneas concentra la corriente galvánica, lo que le permite la posibilidad de dirigir el tratamiento directamente a aquellas áreas de su rostro que necesiten un mayor nivel de atención y a su vez le proporciona un impulso adicional a su régimen diario de tratamiento para prevenir el envejecimiento.




En un estudio reciente de la gradación dermatológica se demostró que al usar el Instrumento Galvanic Spa® con el Tru Face Line Corrector® se mejora la apariencia en las siguientes áreas claves:

Líneas Tenues de Expresión 20%

Arrugas del Entorno de los Ojos 21%

Firmeza 17%




- ARRUGAS DEL ENTORNO DE LOS OJOS TRATADAS ÚNICAMENTE CON TRU FACE® LINE CORRECTOR
- ARRUGAS DEL ENTORNO DE LOS OJOS TRATADAS CON GALVANIC SPA Y TRU FACE® LINE CORRECTOR




HA RECIBIDO
TRATAMIENTO
(Resultados después de un tratamiento)*

NO HA RECIBIDO
TRATAMIENTO



HA RECIBIDO
TRATAMIENTO
(Resultados después de un tratamiento)*

NO HA RECIBIDO
TRATAMIENTO



NO HA RECIBIDO
TRATAMIENTO

HA RECIBIDO
TRATAMIENTO
(Resultados después de un tratamiento)*



NO HA RECIBIDO
TRATAMIENTO

HA RECIBIDO TRATAMIENTO
(Resultados después de un tratamiento)*

* PUEDE QUE LOS RESULTADOS NO SEAN TÍPICOS.

REJUVENEZCA SU CUERPO

CON GALVANIC SPA® II BODY SHAPING GEL

Este **exclusivo gel corporal** trabaja en conjunto con el cabezal ergonómico diseñado para **tratar las áreas en las cuales se almacenan grasas y toxinas, minimizando y mejorando de esta manera la apariencia de la celulitis**, haciendo que su cuerpo tenga una apariencia general de **mayor firmeza y tonicidad**.



- THEOBROMINE (Theobroma Extracto de Cacao)—Contiene una molécula que activa las enzimas en las células grasas. Esto facilita que las grasas almacenadas se degraden para convertirse en energía.
- CRISANTEMO AMARILLO (Chrysanthellum Indicum)—Contiene flavonoides que en pruebas clínicas han demostrado la capacidad de inhibir el almacenamiento de grasas.
- DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS REALIZADOS, CUANDO SE UTILIZA GALVANICA SPA II BODY SHAPING GEL DOS VECES AL DÍA, SE PRESENTAN BENEFICIOS ACUMULATIVOS.



Utilice Dermalic Effects® Body Contouring Lotion diariamente para extender los resultados entre tratamientos con Galvanic Spa® II Body Shaping Gel.





NO HA RECIBIDO TRATAMIENTO

HA RECIBIDO TRATAMIENTO

(Resultados obtenidos después de cuatro semanas de tratamiento, durante tres veces a la semana)*

- Disimula la Apariencia de la Celulitis
- Proporciona Firmeza a la Piel

* PUEDE QUE LOS RESULTADOS NO SEAN TÍPICOS.

REVITALICE SU CABELLERA Y CUERO CABELLUDO

CON NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT

Este **tratamiento de tecnología avanzada** hace que la cabellera tenga una **aparición de mayor abundancia**. El Nutriol Hair Fitness Treatment facilita la transferencia de ingredientes claves al cuero cabelludo, otorgándole de esta manera una **cabellera sana y de aspecto abundante**.



TRICALGOXYL®


- Contiene una gran cantidad de oligosacáridos sulfatados procedentes de algas marinas. Es un ingrediente cuyas características nutritivas para el cuero cabelludo han sido comprobadas en estudios clínicos.
- Trabaja en conjunto con otros ingredientes esenciales para hidratar el cabello y remineralizar el cuero cabelludo, ayudando así a que el cabello recupere su aspecto natural, lleno de vida y con brillo, para una máxima vitalidad y abundancia.



NUTRIOL® SHAMPOO*

Contiene el ingrediente activo Tricalgoxyl® que trabaja para ayudar a que el cabello tenga una aparición y sensación de mayor abundancia entre tratamientos galvánicos.

* No es compatible para el uso con el Instrumento Galvanic Spa.



PRODUCTOS FORMULADOS ESPECIALMENTE PARA TRABAJAR CADA UNO CON EL ADITAMENTO **ESPECÍFICO** Y OTORGAR ASÍ **BENEFICIOS ESPECIALIZADOS**. ESTA COMBINACIÓN APORTA **EXTRAORDINARIOS BENEFICIOS** DE SALUD Y BELLEZA PARA EL CUERO CABELLUDO, ROSTRO Y CUERPO.



GALVANIC SPA SYSTEM II®
EDICIÓN ageLOC™

Disimule la apariencia de líneas tenues y arrugas, rejuvenezca su cutis, revitalice su cuero cabelludo, y renueve su silueta con el sistema patentado ageLOC Galvanic Spa.

ageLOC™ SPA PACKAGE

Una colección especial de productos Galvánicos. Visite nuestra página nuskin.com para obtener más información.

01 103433 Blanco \$343
01 103477 Negro \$343



GALVANIC SPA® FACIAL GELS
WITH ageLOC™

Los gels de tratamiento previo contienen ingredientes purificadores que cuando trabajan en conjunto con el ageLOC Galvanic Spa proporcionan una profunda micro-limpieza de la piel. Los gels de tratamiento contienen ingredientes ageLOC que dan tratamiento a los causantes primordiales del envejecimiento, ayudándole de esta manera a conservar la apariencia juvenil y a reducir los efectos del envejecimiento.

01003876 \$46 4 frascos



TRU FACE® LINE CORRECTOR

Disimule las líneas de expresión con el poder de los péptidos. Esta fórmula avanzada tiene como ingrediente clave el revolucionario péptido de pro colágeno, que ayuda a minimizar la apariencia de las líneas de expresión que se encuentran alrededor de la boca, ojos y frente en tan solo 4 semanas.

01102704 \$48 1 onza



NUTRIOL® SHAMPOO*

Resultados que harán que la gente voltee la mirada para apreciar su cabellera. Con Tricalgoxyl® este champú diario ha sido formulado para restaurar la abundancia y el brillo.

01101219 \$33 4.2 onza



NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT

Promueve una apariencia y sensación de mayor abundancia. Este tratamiento que no se enjuaga remineraliza el cuero cabelludo e hidrata el cabello con la ayuda del ingrediente Tricalgoxyl®, un derivado de algas marinas cuya efectividad ha sido comprobada en estudios clínicos.

01101218 \$63 12 frascos



ageLOC™ TRANSFORMATION*

Al dar tratamiento directamente a los causantes primordiales del envejecimiento, este sistema completo y exhaustivo del cuidado de la piel, limpia, purifica, renueva, hidrata, y revela una piel con apariencia más juvenil en tan sólo 7 días, de 8 maneras diferentes.

TRANSFORMATION

01003888 \$432

ELEMENTS & SERUM

01103774 \$424



GALVANIC SPA® II BODY SHAPING GEL

Tome acción y deshágase de la apariencia de la celulitis. Con la teobromina y la manzanilla de oro, este gel avanzado ayuda a promover una apariencia más firme y tonificada.

01102725 \$44 5 onza



DERMATIC EFFECTS® BODY CONTOURING LOTION*

El compañero perfecto para combatir la celulitis. Un estudio clínico de ocho semanas mostró una reducción en la apariencia de la celulitis, una mejoría del 37% en la firmeza de la piel y una mejoría del 69% en el alisamiento de la piel.

0110270 \$44 5 onza

HAGA SU PEDIDO AHORA

1.800.487.1000 US

nuskin.com

* No es compatible para uso con el instrumento Galvanic Spa



NU SKIN[®]
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.[®]

Los resultados son tan notables, su rostro y figura radiante y juvenil dejaran a la gente preguntándose cuál es su secreto y su verdadera edad. ¿Está listo para revelar el secreto a una apariencia más juvenil con ageLOC Galvanic Spa?

“Le dire que es lo que mas me gusta de los productos ageLOC: todos los elogios que estoy recibiendo.”

Roz Hobbs, Canadá

